

SINGLE HEAD STETHOSCOPE ST-71

Features

- Comfortable fit
- High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Ear tips with soft cone-shaped bell

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Consists of lightweight aluminum chest piece, adjustable chrome plated brass binaural, with durable one-piece molded PVC «Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.

Storage conditions:

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
10 - 80 % relative maximum humidity

Стетоскоп с односторонней головкой Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, лёгких и других органов. Составные части: лёгкая алюминиевая головка, съёмные хромированные металлические ушные трубки с наружной пружиной, прочная одинарная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида, чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Условия хранения:

от -20 до +55 °C
максимальная относительная влажность 10 - 80 %

Caratteristiche

- Utilizzo confortevole
- Elevata qualità
- Ideale per l'utilizzo domiciliare
- Buona accuratezza sonora
- Morbide olivette auricolari coniche

Indicato per ascoltare i vari toni del cuore, dei polmoni e di altri organi del corpo umano. E' costituito da una testina auscultatoria in alluminio leggero, un archetto binaurale regolabile di ottone cromato, un tubo a «Y» in PVC realizzato in un unico pezzo e da morbide olivette auricolari coniche.

Condizioni di stoccaggio:

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
10 - 80 % umidità relativa massima

Özellikler

- Konforlu kullanım
- Yüksek kalite
- Daha iyi bakım
- Güçlü akustik yanıt
- Yumuşak konik kulaklık ucu

İnsan vücudunda kalp, akciğerler ve diğer organlardaki çeşitli sesleri dinlemek için kullanılır. Hafif alüminyum dinleme parçası, ayarlanabilir krom kaplı piriç kulaklık, dayanıklı PVC kaplanmış «Y» hortumu ve siyah yumuşak konik kulaklıklardan oluşur.

Saklama koşulları:

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
%10 - 80 maksimum bağıl nem

microlife®



EN

RU

IT

TR

DUAL HEAD STETHOSCOPE ST-72

Features

- Comfortable fit
- High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Bell with non-chilling ring
- Ear tips with soft cone-shaped bell
- Opposite direction, two feature function

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Consists of an aluminium chest piece with a non-chilling ring and bell which faces in opposite directions and has a two feature function. Turning on a convertible axis to function each head is an adjustable chrome plated brass binaural, with durable one-piece moulded PVC «Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.

Storage conditions:

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
10 - 80 % relative maximum humidity

Стетоскоп с двусторонней головкой Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.
- Двусторонняя многофункциональная головка.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, лёгких и других органов. Составные части: двусторонняя многофункциональная алюминиевая головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом. Поворачивающаяся хромированная ушная трубка, прочная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида Y-образной формы, чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Условия хранения:

от -20 до +55 °C
максимальная относительная влажность 10 - 80 %

Caratteristiche

- Utilizzo confortevole
- Elevata qualità
- Ideale per l'utilizzo domiciliare
- Buona accuratezza sonora
- Campana con guarnizione antifreddo
- Morbide olivette auricolari coniche
- Testina auscultatoria con doppia funzionalità contrapposta

Indicato per ascoltare i vari toni del cuore, dei polmoni e di altri organi del corpo umano. Le due testine contrapposte in alluminio sono dotate di guarnizione antifreddo e permettono l'auscultazione toracica e cardiaca. E' costituito da una testina auscultatoria in alluminio con doppia funzionalità, un archetto binaurale regolabile di ottone cromato, un tubo a «Y» in PVC realizzato in un unico pezzo e da morbide olivette auricolari coniche.

Condizioni di stoccaggio:

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
10 - 80 % umidità relativa massima

Özellikler

- Konforlu kullanım
- Yüksek kalite
- Daha iyi bakım
- Güçlü akustik yanıt
- Kromaj gövde
- Yumuşak konik kulaklık
- İki yönlü kullanım özelliği

İnsan vücudunda kalp, akciğerler ve diğer organlardaki değişik sesleri dinlemek için kullanılır. Farklı yönlere bakan ve iki fonksiyonu olan kromaj gövdeli alüminyum dinleme parçasından oluşur. Her bir başlığı kaldırarak üzere, hareketli eksenli dönüştürmek suretiyle, ayarlanabilir krom kaplı piriç kulaklık, dayanıklı yekpare döküm PVC «Y» hortumu ve siyah yumuşak konik kulaklıklardan ibarettir.

Saklama koşulları:

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
%10 - 80 maksimum bağıl nem

microlife®

EN



RU

IT

TR